

Gebruiksaanwijzing CD MRI onderzoek

Let op: de CD werkt alleen onder een Windows besturingsprogramma!

Bij een MRI onderzoek worden beelden gemaakt door middel van een magnetisch veld. Dit vindt plaats in delen ofwel series. Elke serie bevat een aantal beelden. U kunt zowel de series als de beelden afzonderlijk bekijken. Hieronder vindt u uitleg over het gebruik van de CD-rom en de verschillende mogelijkheden.

1. Stop de CD in de CD-rom speler van uw computer
2. Het programma start in principe vanzelf
3. Uw naam verschijnt bovenaan in beeld
4. De gemaakte series zijn geladen

U kunt de series en beelden doorlopen en bekijken. Hiervoor zijn op de Toolbar verschillende gebruiksopties beschikbaar.

Gebruik van de Toolbar knoppen

Vergroot glas: de beelden vergroten door met de muis op de beelden te bewegen

Zoom: u kunt de muiswijzer op de gewenste serie plaatsen en de diepte in zoomen door de muiswijzer te bewegen. Er verschijnt een + en een – om in en uit te zoomen.

Film view : door op deze knop te drukken en de muis over de beelden te bewegen kunt u de achtereenvolgende beelden van de serie versneld bekijken. Ook kunt u de pijltjes die rechts op de toolbar zijn weergegeven gebruiken.

Deur: afsluiten

De helderheid van het beeld kunt u wijzigen door de knop Window/level (2^e van links) in te drukken en met de muiswijzer over het beeld te bewegen.

Met de liniaalknop kunt u afmetingen van afgebeelde lichaamsdelen bepalen.