

Gebruiksaanwijzing CD MRI onderzoek

Bij een MRI onderzoek worden beelden gemaakt door middel van een magnetisch veld. Dit vindt plaats in delen ofwel series. Elke serie bevat een aantal beelden. U kunt zowel de series als de beelden afzonderlijk bekijken. Hieronder vindt u uitleg over het gebruik van de CD-rom en de verschillende mogelijkheden. Heeft u een Apple computer, dan kunnen de beelden bekeken worden via Osirix, gratis te downloaden via: www.osirix-viewer.com

1. Stop de CD in de CD-rom speler van uw computer
2. Het programma start in principe vanzelf
3. Uw naam verschijnt bovenaan in beeld
4. De gemaakte series zijn geladen

U kunt de series en beelden doorlopen en bekijken. Hiervoor zijn op de Toolbar verschillende gebruiksopties beschikbaar

Gebruik van de Toolbar knoppen

Vergroot glas: de beelden vergroten door met de muis op de beelden te bewegen

Zoom: u kunt de muiswijzer op de gewenste serie plaatsen en de diepte in zoomen door de muiswijzer te bewegen. Er verschijnt een + en een – om in en uit te zoomen.

Film view : door op deze knop te drukken en de muis over de beelden te bewegen kunt u de achtereenvolgende beelden van de serie versneld bekijken. Ook kunt u de pijltjes die rechts op de toolbar zijn weergegeven gebruiken.

Deur: afsluiten

De helderheid van het beeld kunt u wijzigen door de knop Window/level (2^e van links) in te drukken en met de muiswijzer over het beeld te bewegen.

Met de liniaalknop kunt u afmetingen van afgebeelde lichaamsdelen bepalen.